

UÜ-SK
BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI
GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ İÇİN NUMUNE ALINMASI
FR-HYE-04-209-02


1

Yeşil kapak çevrilerek
açılır.




2

Çubuk dışkıya şekildeki gibi
enine ve boyuna sürülerek
dışkı örneği alınır.



3

Tüpün kapağı sıkıca kapatılır ve iyice
çalkalanır.



UÜ-SK
BİYOKİMYA MERKEZ LABORATUVARI
GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ İÇİN NUMUNE ALINMASI
FR-HYE-04-209-02


1

Yeşil kapak çevrilerek
açılır.



2

Çubuk dışkıya şekildeki gibi
enine ve boyuna sürülerek
dışkı örneği alınır.



3

Tüpün kapağı sıkıca kapatılır ve iyice
çalkalanır.

