

	BUÜ-SUAM LABORATUVAR TETKİKLERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU					
	Dok.Kodu	:	KLK-HAD-LAB	İlk Yay.Tarihi	:	15 Mart 2007
	Revizyon No	:	11	Revizyon Tarihi	:	17 Haziran 2022
						Sayfa 1 / 155

CTRL-Click ile İlgilendiğiniz laboratuara ait verilere ulaşabilirsiniz

1. BİYOKİMYA LABORATUVARI	1
2. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI	79
2.1. Bakteriyoloji Laboratuvarı	79
2.2. Tüberküloz Laboratuvarı	83
2.3. Mikoloji Laboratuvarı	85
2.4. Parazitoloji Laboratuvarı	88
2.5. Seroloji Laboratuvarı	90
2.6. ELISA Laboratuvarı	92
2.7. İmmünoloji Laboratuvarı	96
2.8. PCR Laboratuvarı	101
3. TIBBİ GENETİK LABORATUVARI	102
4. PATOLOJİ LABORATUVARI	108
5. DR RAŞİT DURUSOY KAN MERKEZİ	149

1. BİYOKİMYA LABORATUVARI

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Glukoz (Açlık) Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-2 gün: 40-60 mg/dL 3-30 gün: 50-80 mg/dL >30gün: 70-100 mg/dL <70 mg/dL Hipoglisemi, 100-125 mg/dL Bozulmuş açlık glukozu, ≥126 mg/dL Diyabet	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Glukoz (Tokluk) Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		60-140 mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Üre Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Kreatinin Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Ürik asit Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	Hemolizli serum	Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Total protein Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Albumin Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Total kolesterol Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/dL >200 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	HDL kolesterol Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/dL <40 mg/dL (Erkek) Kardiyovasküler hastalık riski. <50 mg/dL (Kadın) Kardiyovasküler hastalık riski.	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Trigliserid Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-14 gün: 65-250 mg/dL 15 gün-1 yıl: 50-250 mg/dL >1 yıl: 40-150 mg/dL >150 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	LDL kolesterol (Direkt/Friedewald) Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		<1 yıl: 13-173 mg/dL 1-19 yıl: 45-131 mg/dL >19 yıl: 60-130 mg/dL >130 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABI/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Total bilirubin Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Direkt bilirubin Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-14 gün: 0,04-0,7 mg/dL >15 gün:0,04-0,5 mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	AST Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	Hemolizli serum	Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	ALT Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	ALP Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABI/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	ALP (Kemiğe spesifik) İmmünoenzimatik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		E: 4.30-20.10 µg/L K: Postmenapoz 4.70-22.40 µg/L Premenapoz 2.90-14.30 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden onbeş gün sonra	
Kan	Serum	LDH Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	Hemolizli serum	Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	GGT Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	CK Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		E: 30-200 U/L K: 29-168 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	CK-MB Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-25 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABI/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Asit fosfataz Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-6 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Amilaz Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Lipaz Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-19 yıl: 4-40 U/L >19 yıl: 8-78 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Sodyum İSE	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		136-145 mmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Potasyum İSE	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	Hemolizli serum	0-30 gün: 3.7-5.9 mmol/L 31 gün-1 yaş: 4.1-5.3 mmol/L >1 yaş: 3.5-5.1 mmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABI/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Klor İSE	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-30 gün: 98-113 mmol/L >31 gün: 98-107 mmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Kalsiyum Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verimaktadır. Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Magnezyum Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verimaktadır. Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Demir/Demir bağlama kapasitesi Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Demir ve DBK için raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: µg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Transferrin İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Bakır Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: µg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Seruloplazmin İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Fosfor Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	Hemolizli serum	Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Çinko Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-30 gün: 49,5-99,7 µg/dL 30 gün-12 yıl: 63,8-110 µg/dL >12yıl: E:73-127 µg/dL K:70-114 µg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Bikarbonat Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		22-30 mmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Fruktozamin Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		K: 161-351 µmol/L E: 118-282 µmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Tam kan	HbA1C HPLC	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		%4.0-6.0 (20-42 mmol/mol Hb) <%5.7 Normal, %5.7 - 6.4 Prediyabet, ≥ %6.5 Diyabet	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Prealbümin İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Oral glukoz tolerans testi	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	3 gün önceden Karbonhidrat ağırlıklı beslenme (İlgili form hastaya verilmektedir)	Raporda saatlere göre referans değerler verilmektedir	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Apolipoprotein A1 İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Apolipoprotein B1 İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-1 yıl: 0.16-1.24 g/L 1-12 yıl: 0.48-1.26 g/L >12 yıl: 0.5-1.8 g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
Kan	Serum	Lipoprotein (a) İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-0.39 g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
Kan	Serum	Safra asitleri Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Açlık: 0-408.0 µg/dL Tokluk: 167.3-583.6 µg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
Kan	Serum	Alfa 1-antitripsin İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	İnhibin B ELISA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden yirmi gün sonra	
Kan	Serum	İnhibin A CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda dönemlere göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	Sistatin C İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: mg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Tam Kan	Piruvat Kinaz Spektrofotometrik	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		111-406 mU/10 ⁹ RBC/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Serum	ACE Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		8-52 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	ADA Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		5.0-20.0 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
Vücut Sıvısı	Vücut Sıvısı	ADA Kolorimetrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		0-40 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
Kan	Tam Kan	Piruvat Spektrofotometrik	Mor kapaklı EDTA lı tüp. Nakil: Soğuk zincir		0.3-1.0 mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Tam kan	Glukoz 6-P Dehidrogenaz (G6PD) Spektrofotometrik	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		7.5-21.0 U/g Hb	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Tam kan	Hemoglobin elektroforezi HPLC	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		HbF % 0-2 HbA2 % 2-3.5 HbA1 % 94.5-98.5	Numunenin laboratuvara kabulünden üç gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Protein elektroforezi Kapiller Elektroforez	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Albumin E: % 54.7-69.6 K: % 54.7-66.6 Alfa-1 globulin % 2.63-5.03 Alfa-2 globulin % 4.87-10.48 Beta-1 globulin % 5.35-9.19 Beta-2 globulin % 2.38-7.11 Gama globulin % 9.69-18.9	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Lipoprotein elektroforezi Agaroz jel elektroforezi	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Prebeta: % 5-22 Beta: % 39-70 Alfa: % 23-53	Numunenin laboratuvara kabulünden on yedi gün sonra	
İdrar	24 saatlik İdrar	İdrarda protein elektroforezi Agaroz jel elektroforezi	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Rapor yorum olarak verilmektedir.	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	24 saatlik idrar/Spot idrar	Metanefrin LC-MS/MS	İdrar toplama kabı. Koruyucu madde kullanılarak idrar toplanır. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: 24 saatlik idrar: µg/24saat Spot idrar: µg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
İdrar	24 saatlik idrar/Spot idrar	Normetanefrin LC-MS/MS	İdrar toplama kabı. Koruyucu madde kullanılarak idrar toplanır. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: 24 saatlik idrar: µg/24saat Spot idrar: µg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
İdrar	24 saatlik idrar/Spot idrar	VMA LC-MS/MS	İdrar toplama kabı. Koruyucu madde kullanılarak idrar toplanır. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: 24 saatlik idrar: µg/24saat Spot idrar: µg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	24 saatlik idrar, Spot idrar	5-HİAA LC-MS/MS	İdrar toplama kabı. Koruyucu madde kullanılarak idrar toplanır. Nakil: Oda sıcaklığı		24 saatlik idrar: <8 mg/24 saat Spot idrar: 0-5yıl: 0-21 mg/g Kreatinin >5 yıl: 0-16 mg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
İdrar	24 saatlik idrar, Spot idrar	HVA LC-MS/MS	İdrar toplama kabı. Koruyucu madde kullanılarak idrar toplanır. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: 24 saatlik idrar: mg/24saat Spot idrar: mg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
Kan	Plazma	Adrenalin LC-MS/MS	2 adet mor kapaklı EDTA'lı tüpe kan alınır. Nakil: soğuk zincir		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
Kan	Plazma	Noradrenalin LC-MS/MS	2adet mor kapaklı EDTA'lı tüpe kan alınır. Nakil: soğuk zincir		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Dopamin LC-MS-MS	2 adet mor kapaklı EDTA'lı tüpe kan alınır. Nakil: Soğuk zincir		2gün-120 yıl: 0-30 ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
Kan	Tam kan	Tam kan sayımı Kan sayım cihazı	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Pıhtılaşmış, miktarı az/fazla olan numuneler	Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık Verilmektedir.	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Tam kan	Tam kan sayımı+ retikülosit Kan sayım cihazı	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Pıhtılaşmış, miktarı az/fazla olan numuneler	Tam kan sayımı ve retikülosit için raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir.	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Tam kan	Sedimentasyon (ESR) Kapiller Fotometri	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		2-20 mm/saat	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Tam Kan	Periferik Yayma May Grunwald-Giemsa boyama	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı			Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Plazma	Faktör V Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		50.0-140.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Faktör VII Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		50.0-150.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Faktör VIII Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		70.0-150.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Faktör IX Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		70.0-120.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Faktör X Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		70.0-150.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Faktör XI Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		70.0-120.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Faktör XII Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		70.0-150.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Faktör XIII Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		70.0-150.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Protein S Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		K: 52.0-118.0 % E: 65-130.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Protein C Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		70.0-140.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Antitrombin III Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		83.0-118.0 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	D-Dimer İmmünotürbidimetrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Pıhtılaşmış, miktarı az/fazla olan numuneler	0-550 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Fibrinojen Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Pıhtılaşmış, miktarı az/fazla olan numuneler	1,8-3,5 g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Plazma	Protrombin zamanı-INR Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Pıhtılaşmış, miktarı az/fazla olan numuneler	0.85-1,15 INR 9,8-12,1 sn % 70-130	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Plazma	APTT Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Pıhtılaşmış, miktarı az/fazla olan numuneler	23-31.9 saniye	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Tam kan	Kanama zamanı Manuel			1-4 dk	Aynı gün	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Tam kan	Pıhtılaşma zamanı Manuel			2-10 dk	Aynı gün	
Kan	Plazma	PT inhibitörü Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Karşılaştırmalı sonuç verilir (Kontrole göre)	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	APTT inhibitörü Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Karşılaştırmalı sonuç verilir (Kontrole göre)	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Defibrine edilmiş Kan	Osmotik fragilite testi (OFT) Spektrofotometrik	Kan özel erlenmayere transfer edilir. Nakil: Oda sıcaklığı	3 ay içerisinde kan transfüzyonu olmaması gerekir	Referans grafikler sonuç belgesinde mevcuttur	Randevulu çalışılmaktadır. İki gün sonra sonuç verilmektedir.	
Kan	Plazma	Ristosetin Kofaktör Agregometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		45-100 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Epinefrin Agregometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Trombosit Fonksiyon Testleri paneli olarak istenebilir. Trombosit sayısı > 100.000 olmalı	70-150 %	Randevulu çalışılmaktadır	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Kollajen Agregometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Trombosit Fonksiyon Testleri paneli olarak istenebilir. Trombosit sayısı > 100.000 olmalı	70-150 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Ristosetin Agregometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Trombosit Fonksiyon Testleri paneli olarak istenebilir. Trombosit sayısı > 100.000 olmalı	70-150 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	ADP Agregometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Trombosit Fonksiyon Testleri paneli olarak istenebilir. Trombosit sayısı > 100.000 olmalı	70-150 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Faktör-8 inhibitörü Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	48 saat öncesinden faktör alınmaması gerekmektedir	0 Bethesda U/mL	Randevulu çalışılmaktadır	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Faktör-9 inhibitörü Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	48 saat öncesinden faktör alınmaması gerekmektedir	0 Bethesda U/mL	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Antifaktör Xa (heparin) Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		0 U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Plazma	Lupus antikoagulan Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		0.9-1.2	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Von Willebrand Faktör Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		57.6-174.1 %	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Aktive Protein C Rezistansı Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		0.69-1.56	Randevulu çalışılmaktadır	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Trombin zamanı Koagülometrik	Mavi kapaklı SİTRAT'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		15-21 sn.	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Defibrine edilmiş Kan	Asit HAM testi Kalitatif	Kan özel erlenmayere transfer edilir. Nakil: Oda sıcaklığı		(-) olmalı	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Tam Kan	Oraklaşma testi Mikroskopik	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		(-) olmalı	Randevulu çalışılmaktadır	
Kan	Plazma	Homosistein CMIA	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		5-15 µmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Serum	Serbest T4 CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir.	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Serbest T3 CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir.	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	TSH CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir.	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	FSH CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	LH CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Estradiol CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Progesteron CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Prolaktin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	CDT (Transferrin İzofomları) Kapiller Elektroforez	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Disialo-Trf: 0.7-2.5 % Trisialo-Trf: 1.5-8.5 % Tetrasialo-Trf: 65-80 % Pentasio- Trf: 10-20 %	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
Kan	Serum	CDT (Erişkin) Kapiller Elektroforez	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Disialo-Trf: 0.7-2.5 % Trisialo-Trf: 1.5-8.5 % Tetrasialo-Trf: 65-80 % Pentasio- Trf: 10-20 %	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
Kan	Tam Kan	Galaktoz 1 Fosfat Kolorimetrik	Topuk kanı kağıdı (Guthrie)		0-5 mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Tam Kan	Galaktoz 1 Fosfat Üridil Transferaz ELISA	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	2 tüp numune alınmalı.	>3 U/g Hb	Numunenin laboratuvara kabulünden on yedi gün sonra	
Kan	Tam Kan	Aminoasit ve Açılkarbitinler LC-MS/MS	Topuk kanı kağıdı (Guthrie) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda referans aralıkları verilmektedir. Birim: µmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir hafta sonra	
Kan	Plazma	Aminoasitler LC-MS/MS	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: µmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
BOS	BOS	Aminoasitler LC-MS/MS	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: µmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Yağ Asitleri LC-MS/MS	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: µmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden on beş gün sonra	
Kan	Plazma	Fenilalanin-Tirozin-Triptofan (PKU) HPLC	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: µmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden üç gün sonra	
Kan	Serum	Biotinidaz Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		<10 %:eksiklik 10-30 %: kısmi eksiklik >30 %: normal	Perşembe günleri çalışılıp bir gün sonra sonuç verilir	
İdrar	Spot idrar	İdrarda Sülfat Strip	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	En az 10 cc taze idrar.	0-400 mg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	Spot/24 saatlik İdrar	Organik asitler GC-MS	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	En az 15 cc 2 tüp numune alınır.	Raporda referans aralıklar verilmektedir. Birim: 24 saatlik idrar: mmol/L Spot idrar: mmol/mol Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden iki ay sonra	
İdrar	Spot idrar	Aminoasitler LC-MS/MS	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralıkları verilmektedir Birim: mmol/mol Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir hafta sonra	
İdrar	Spot idrar	Tam idrar analizi Otomotize Mikroskopi ile Dijital Görüntüleme, Reflektans Fotometre, Refraktometre	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda referans aralıklar verilmektedir	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Sodyum İSE	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralıkları verilmektedir Birim: 24 saat: mmol/24 saat Spot: mmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Klor İSE	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralıkları verilmektedir Birim: 24 saat: mmol/24 saat Spot: mmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Potasyum İSE	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralıkları verilmektedir Birim: 24 saat: mmol/24 saat Spot: mmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Fosfor Spektrofotometrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		24 saat: 400-1300 mg/24 saat Spot: E: 5-189 mg/dL K: 7-148 mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Üre Spektrofotometrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		SPOT: E: 145-1542 mg/dL K: 132-1629 mg/dL 24 SAAT: 25000-43000 mg/24 saat	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Kreatinin Spektrofotometrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: 24 saat: mg/24 saat Spot: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Ürik asit Spektrofotometrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: 24 saat: mg/24 saat Spot: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Protein Türbidimetrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		SPOT: 0-0.18 mg/mg kreatinin 24 SAAT: 0-300 mg/24 saat	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Kalsiyum Kolorimetrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		SPOT: E: 0.9-37.9 mg/dL K: 0.5-35.7 mg/dL 24 saat: 100-300 mg/24 saat	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Magnezyum Spektrofotometrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: 24 saat: mg/24 saat Spot: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan/İdrar	24 saatlik idrar/Serum	Kreatinin klirensi	İdrar için kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı Serum için jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaş ve cinsiyete göre referans aralığı verilmektedir. Birim: mL/dk	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot idrar, 24 saatlik idrar	İdrarda sitrat Spektrofotometrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Spot: 0-6 yıl: >420 mg/g Kreatinin >6 yıl: >250 mg/g Kreatinin 24 saat: E:115-922 mg/24 saat K:250-1552 mg/24 saat	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	Spot idrar,24 saatlik idrar	İdrarda oksalat Kolorimetrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir. Birim: 24 saat: E: 20-60 mg/24 saat K: 20-55 mg/24 saat Spot:mg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
İdrar	24 saatlik idrar	İdrarda Kortizol ECLIA	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		20.9-292.3 µg/24 saat	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
İdrar	Spot/24 saatlik idrar	İdrarda Bakır Kolorimetrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		SPOT: 0-8.0 µg/dL 24 SAAT: 3-50 µg/24 saat	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
İdrar	Spot/24 saatlik idrar	İdrarda İyot Spektrometrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		SPOT: Raporda referans aralık verilmektedir. Birim: µg/L 24 SAAT: 90-1100 µg/24 saat	Numunenin laboratuvara kabulünden on yedi gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	Spot/24 saatlik idrar	İdrarda sistin LC-MS/MS	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		SPOT: Raporda yaş ve cinsiyete göre referans aralığı verilmektedir. Birim: µmol/g Kreatinin 24 SAAT: 3-16 yıl: 0-53 µmol/24 saat >16 yıl: 0-115 µmol/24 saat	Numunenin laboratuvara kabulünden dokuz gün sonra	
İdrar	24 saatlik idrar	NMP22 EIA	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		0-10 IU/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden yirmi gün sonra	
Dışkı	Dışkı	Gaitada indirgen madde Benedict yöntemi	Dışkı toplama kabı. Nakil: Oda sıcaklığı		(-) olmalı	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Dışkı	Dışkı	Gaitada Gizli kan İmmünotürbidimetrik	Dışkı toplama kabı. Nakil: Oda sıcaklığı		0-100 ng/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Dışkı	Dışkı	Gaitada Sindirim Testleri (Nişasta, Lipit) Mikroskopik	Dışkı toplama kabı. Nakil: Oda sıcaklığı		Yağ ve nişasta sindirimi değerlendirilir.	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Dışkı	Dışkı	Gaitada pH Strip	Dışkı toplama kabı. Nakil: Oda sıcaklığı			Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Taş	Taş analizi Kolorimetrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp veya steril kuru idrar kabında. Nakil: Oda sıcaklığı			Numunenin laboratuvara kabulünden yedi gün sonra	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Vücut Sıvısı Hücre Sayımı (BOS Hariç) Kan sayım cihazı	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.		Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Glukoz Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Total protein Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Albumin Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: g/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	LDH Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Üre Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Kreatinin Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Kolesterol Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Trigliserid Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Total bilirubin Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Amilaz Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra*
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Lipaz Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	pH Strip	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.		Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı / Amniyon sıvısı	AFP CMIA	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	CA 125 CMIA	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	CA 15-3 CMIA	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	CA 19-9 CMIA	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	CEA CMIA	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Vücut sıvıları	Vücut sıvısı	Paratformon CMIA	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Numunenin akışkan olması gerekmektedir.	Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Birinci Trimester Tarama Testi (İkili Test) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Etnik köken, sigara kullanımı, yaş, ağırlık, diyabet, fetus sayısı ve fetus ağırlığına göre 1. trimesterde PAPP-A, serbest beta-hCG için MoM değeri hesaplandıktan sonra Down Sendromu risk belirlenmesi yapılır.	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	İkinci Trimester Tarama Testi (Üçlü Test) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Etnik köken, sigara kullanımı, yaş, ağırlık, diyabet, fetus sayısı ve fetus ağırlığına göre 2. trimesterde AFP, beta-hCG, serbest estriol için MoM değeri hesaplandıktan sonra Down Sendromu, Trizomi 18, NTD için risk belirlenmesi yapılır.	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	İkinci Trimester Tarama Testi (Dörtlü Test) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Etnik köken, sigara kullanımı, yaş, ağırlık, diyabet, fetus sayısı ve fetus ağırlığına göre 2. trimesterde AFP, beta-hCG, serbest estriol ve İnhibin A için MoM değeri hesaplandıktan sonra Down Sendromu, Trizomi 18, NTD için risk belirlenmesi yapılır.	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	Anti Müllerian Hormon CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda cinsiyete ve yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra*	
Kan	Serum	Anti Tiroid PeroksidazAb (AntiTPO ab) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-5,61 U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Anti Tiroglobulin-Ab (AntiTG ab) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-19 yıl: 0,4-17,7 U/mL >19 yıl: 0-4,11 U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	TSH reseptör Ab RRA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		NEGATİF <1.5 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden on iki gün sonra	
Kan	Serum	Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin (SHBG) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaş ve cinsiyete göre referans aralığı verilmektedir Birim: nmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
Kan	Serum	Serbest Estriol CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaş ve cinsiyete göre referans aralığı verilmektedir Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden üç gün sonra	
Kan	Serum	Dihidrotestosteron ELISA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaş ve cinsiyete göre referans aralığı verilmektedir Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden yedi gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Total Testosteron CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda cinsiyete ve yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Serbest Testosteron İmmunoenzimatik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda cinsiyete ve yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Serum	Makroprolaktin PEG+CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	Prolaktin değeri E >20 µg/L K >30 µg/L olanlarda refleks test olarak çalışılır.	>60 %:Negatif 40-60 %: Şüpheli <40 %: Pozitif Post-PEG Prolaktin: E: 0-14,5 µg/L K: 0-20,5 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	GH (Büyüme Hormonu) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		E: 0,05-3 µg/L K: 0,05-8 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Somatomedin C (IGF1) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	IGFBP-3 CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir Birim: mg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Plazma	ACTH CMIA	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		5-46 ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	11-Deoksi kortizol RIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Metopirone kullandıktan sonra: 72-225 ng/mL Metopirone kullanmadan önce: 0-7.20 ng/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
Kan	Serum	Kortizol CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaş ve cinsiyete göre referans aralığı verilmektedir Birim: µg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Dehidroepiandrosteronsülfat (DHEA-Sülfat) ECLIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: µg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Androstenedion CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		K: 0.3-3.3 µg/L E: 0.6-3.1 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Serum	17 Alfa-OH-Progesteron ELISA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	
Kan	Serum	Aldosteron RIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve pozisyona göre referans aralığı verilmektedir Birim: ng/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden dokuz gün sonra	
Kan	Serum	Parathormon CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Kalsitonin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		E: <18.2 ng/L K: <11.5 ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Osteokalsin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-22 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden dokuz gün sonra	
Kan	Serum	1,25-OH Vitamin D EIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		39-193 pmol/L	Numunenin laboratuvara kabulünden altı gün sonra	
Kan	Serum	25-OH Vitamin D CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		20-50 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot/24saatlik İdrar	Deoksipiridinoline (DPD) CMIA	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: nM/mM krea.	Numunenin laboratuvara kabulünden dokuz gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	İnsülin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: mU/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Anti İnsülin Antikor ELISA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-10 U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden dokuz gün sonra	
Kan	Serum	C-Peptid CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Gastrin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		13-115 ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden yedi gün sonra	
Kan	Plazma	Plazma Renin Aktivitesi RIA	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: oda sıcaklığı		Uzanırken: 0.30-1.90 µg/L/saat Ayakta: 0.48-4.88 µg/L/saat	Numunenin laboratuvara kabulünden dokuz gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
İdrar	24 saatlik İdrar, Spot idrar	İdrar Adrenalin LC-MS/MS	İdrar toplama kabı. Koruyucu madde kullanılarak idrar toplanır. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: 24 saatlik idrar: µg/24saat Spot idrar: µg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
İdrar	24 saatlik İdrar, Spot idrar	İdrar Noradrenalin LC-MS/MS	İdrar toplama kabı. Koruyucu madde kullanılarak idrar toplanır. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: 24 saatlik idrar: µg/24saat Spot idrar: µg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
İdrar	24 saatlik idrar, Spot idrar	İdrar Dopamin LC-MS/MS	İdrar toplama kabı. Koruyucu madde kullanılarak idrar toplanır. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: 24 saatlik idrar: µg/24saat Spot idrar: µg/g Kreatinin	Numunenin laboratuvara kabulünden bir ay sonra	
Kan	Serum	Eritropoetin (EPO) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		4.3-29 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden beş gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Ferritin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralık verilmektedir. Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Prokalsitonin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		<18y: 0-0,05 µg/L >18y: E:0-0,08 µg/L K: 0-0,05 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Folik Asit CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		3.5-20.5 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Vitamin B12 CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralık verilmektedir. Birim: ng/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Vitamin A LC-MS/MS	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	Numuneler karanlık ortamda transfer edilmeli.	Raporda yaşa göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: µg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden on beş gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Plazma	Vitamin C Kolorimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	2 tüp numune alınmalı ve numune karanlık ortamda transfer edilmeli.	4.0-15.0 mg/L	Randevulu test	
Kan	Serum	Vitamin E LC-MS/MS	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı	Numuneler karanlık ortamda transfer edilmelidir.	0-18 yıl: 0.38-1.84 mg/dL >18 yıl: 0.55-1.70 mg/dL	Numunenin laboratuvara kabulünden on beş gün sonra	
Kan	Serum	Karsino Embriyonik Antijen (CEA) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-7 gün: 8,1-62 µg/L >7gün: 0-5 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	AFP CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	PSA CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Serbest PSA CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		E: 0-12yıl: 0-0,01 µg/L 12-19yıl: 0,01-0,28 µg/L >19yıl: 0.01-0.9 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Beta-HCG CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0,1-5 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Serbest Beta HCG CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-2 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	PAPP-A CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-0,02 U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	CA 15-3 CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	CA 19-9 CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	CA 125 CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Cyfra 21-1 CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-2.08 ng/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden on iki gün sonra	
Kan	Serum	NSE (Nöron Spesifik Enolaz) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-12.4 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden yedi gün sonra	
Kan	Serum	Tiroglobulin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		3,7-64,2 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Beta-2-Mikroglobulin İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralığı verilmektedir Birim: mg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	İdrar	Beta-2-Mikroglobulin İmmunotürbidimetrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		0-0.32 mg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
İdrar	Spot/24 saatlik idrar	Mikroalbümin İmmunotürbidimetrik	Kahverengi/sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		SPOT: 0-30 mg/g kreat. 24 SAAT: 0-30 mg/24sa	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Protein S100B ELISA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		35-75 pg/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden on iki gün sonra	
Kan	Serum	GAD-65 ELISA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-5 U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden on iki gün sonra	
Kan	Serum	Total IgE CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: kU/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	IP-8 İnhalasyon Tarama Testi CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	ECP CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-24 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden on beş gün sonra	
Kan	Serum	Triptaz FEIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		1-11,4 µg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden on beş gün sonra	
Kan	Serum	HP1 Akar Panel CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	GP1-Çimen Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	GP4-Çimen Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	TP5-Ağaç Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	MP1-Küf Mantarı Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	FP1-Gıda Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	FP2-Deniz Ürünleri Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	FP5-Gıda Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	EP1-Hayvan Epitel Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	WP1-Yabani Ot Paneli CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F1-Yumurta Akı CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F2-Süt CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F3-Morino Balığı CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F4-Buğday CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F5- Çavdar CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F6- Arpa CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F7- Yulaf CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F8- Mısır CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F9- Pirinç CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F10- Susam Tohumu CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F12- Bezelye CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F13-Yer Fıstığı CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F14- Soya Fasülyesi CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F15-Beyaz Fasülye CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F17-Fındık CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F18- Brezilya Fındığı CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F20- Badem CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F24- Karides CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F25-Domates CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F27-Sığır eti CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F31- Havuç CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F33-Portakal CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F35-Patates CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F36- Hindistan Cevizi CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F40-Tuna Balığı CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F41- Somon Balığı CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F44-Çilek CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F45-Maya CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F47- Sarımsak CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F48-Soğan CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F49-Elma CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F75-Yumurta Sarısı CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F76-Alfa Laktoglobulin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F77-Beta Laktoglobulin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F78-Kazein CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F79-Gluten CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F83-Tavuk Eti CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F84-Kivi CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F85-Kereviz CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F88-Koyun Eti CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

Bu doküman Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F92-Muz CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F93-Kakao CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F94-Armut CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F95-Şeftali CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F232-Ovalbumin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F233-Ovamucoid CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F235-Mercimek CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F247-Bal CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F256-Ceviz CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F263/F280-Karabiber CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	F299-Kestane CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F300/F409-Keçi Sütü CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	F309-Nohut CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	E1-Kedi CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	E5-Köpek CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	E78-Muhabbet Kuşu CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	E81-Koyun CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	E201-Kanarya CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	i1-Bal arısı CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	İ3-Yellow Jacket CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	İ6-Hamam Böceği CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	İ71-Sivrisinek CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	T9-Zeytin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	G2-Bermudo Grass CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	G6-Timothy Grass CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	W6-Mugworth CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABI/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	K80-Formaldehit/formol CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	K82-Lateks CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	M1-Penicilium notatum CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	M2-Cladosporium CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	M3-Aspergillus CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	M5-Candida CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	M6-Altemaria tenuis CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
Kan	Serum	D70-Akarus Siro CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda "Class" düzeyleri belirtilmektedir. Birim: kUA/L	Numunenin laboratuvara kabulünden iki gün sonra	
BOS	BOS	Glukoz Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		32-82 mg/dL		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
BOS	BOS	Protein Türbidimetrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		0-30 gün: 20-100 mg/dL >30 gün: 15-45 mg/dL		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
BOS	BOS	LDH Spektrofotometrik	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		10-19 U/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
BOS	BOS	Klor İSE	Vücut Sıvısı için beyaz kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		122-135 mEq/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
İdrar	Spot idrar	Amilaz Spektrofotometrik	Kahverengi-sarı kapaklı steril kuru tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		Raporda yaşa ve cinsiyete göre referans aralıkları verilmektedir. Birim: U/L	Numunenin laboratuvara kabulünden biri gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Plazma	Amonyak Spektrofotometrik	Yeşil kapaklı heparinli tüp. Nakil: Soğuk zincir		18-72 µmol/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Plazma	Laktat Spektrofotometrik	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Soğuk Zincir		0,5-2,2 mmol/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	CRP İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-5 mg/L	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Romatoid Faktör İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		5,5-30 U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	ASO İmmunotürbidimetrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		0-1 yıl: 20-30 U/mL 1-6 yıl: 20-105 U/mL >6 yıl: 20-200 U/mL	Numunenin laboratuvara kabulünden bir gün sonra*	
Kan	Serum	Troponin-I CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		K: 0-15.6 ng/L E: 0-34.2 ng/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Myoglobin CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		K: 0-106 µg/L E: 0-154.9 µg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Plazma	Brain Natriüretik Peptid (BNP) CMIA	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: soğuk zincir		0-100 ng/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABI/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	CK-MB (kütle) CMIA	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		K: 0,1-3,1 µg/L E: 0,1-5,2 µg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Salisilat Spektrofotometrik	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		15-30 mg/dL		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Asetaminofen Spektrofotometrik	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		10-30 mg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Alkol Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Soğuk Zincir	Numuneyle birlikte bir adet Mor kapaklı EDTA'lı tüpte şahit numune gönderilmeli	0-50 mg/dL Promil: 0-0,5 Yasal sınır 0,5 promildir, ticari araçlar için 0,2 promildir.		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra
Kan	Serum	Kolinesteraz Spektrofotometrik	Jelli tüp (Sarı/kırmızı kapaklı) Nakil: Oda sıcaklığı		K: 2850-12650 U/L E: 4300-10900 U/L		Numunenin laboratuvara kabulünden bir saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Lityum Spektrofotometrik	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		0.6-1.2 mmol/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Fenobarbital CMIA	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		15-40 mg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Karbamazepin CMIA	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		4-12 mg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Valproik Asit CMIA	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		50-100 mg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Teofilin CMIA	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		10-20 mg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Digoksin İmmunotürbidimetrik	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		0.8-2.0 µg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Serum	Metotreksat CMIA	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		0-3.00 µmol/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Tam kan	Siklosporin A CMIA	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Ölçüm öncesi ön hazırlık yapılmaktadır.	50-200 µg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Tam kan	Everolimus LC-MS/MS	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		3-8 µg/L	Numunenin alınmasından iki gün sonra	
Kan	Tam kan	Takrolimus CMIA	Mor kapaklı EDTA'lı tüp. Nakil: Oda sıcaklığı	Ölçüm öncesi ön hazırlık yapılmaktadır.	5-20 µg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Amikasin İmmunotüridimetrik	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		Tepe: 25-35 mg/L Çukur: 4-8 mg/L Toksik: >35 mg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra
Kan	Serum	Fenitoin CMIA	Kırmızı kapaklı pıhtı aktivatörlü kuru tüp Nakil: Oda sıcaklığı		10-20 mg/L		Numunenin laboratuvara kabulünden dört saat sonra

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST VE METOD	ÖRNEK KABİ/NAKİL	NOTLAR (ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER/ RED KRİTERLERİ)	REFERANS ARALIĞI	SONUÇ VERME SÜRESİ	ACİL LABORATUVARI SONUÇ VERME SÜRESİ
Kan	Heparinize Tam Kan	Kan Gazı Analizi Spektrofotometrik, amperometrik, ISE	Kan gazı enjektörü Nakil: Hızlı taşıma	Pıhtılı numune Kapağı açık veya ucunda iğne olan enjektör	Raporda arteriyel ve venöz kana göre referans aralıkları verilmektedir.		Numunenin laboratuvara kabulünden sonra en geç on dakika içinde
Kan	Plazma	Aspirin (İnvitro İlaç Duyarlılığı) Agregometrik	Beyaz-Yeşil kapaklı HİRUDİN'li tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		ASA kullanmayan: 71 – 115 U ASA kullanan: >40 U Aspirin yanıtı yok <40 U Aspirin yanıtı (+) <30 U Aspirinle çok güçlü COX-1 inhibisyonu		Numunenin laboratuvara kabulünden iki saat sonra
Kan	Plazma	Clopidogrel/Ticlopidine (İnvitro İlaç Duyarlılığı) Agregometrik	Beyaz-Yeşil kapaklı HİRUDİN'li tüp. Nakil: Oda sıcaklığı		ADP res. antag. tedavisi almayan: 57-113 U ADP res. antag. tedavisi alan: > 46 U ilaç yanıtı yok < 46 U ilaç yanıtı iyi < 31 U CABG'de yüksek kanama riski < 19 U PKG'de yüksek kanama riski		Numunenin laboratuvara kabulünden iki saat sonra

(*) Saat 12'ye kadar alınan örneklerde sonuç aynı gün verilebilir, 12'den sonra alınırsa sonuç ertesi gün verilir. Ertesi gün tatile denk geliyorsa sonuç ilk çalışma gününde teslim edilir.

2. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI

2.1. Bakteriyoloji Laboratuvarı

ÖRNEK	TEST	İSTEMİN SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOT □(1,2,3)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ
BOS	Hücre Sayımı	901700	Steril tüp içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En geç 1 saat içinde raporlanır.	30 dk *
Dışkı	Direkt, boyasız, mikroskopik inceleme (protozoa yönünden)	905770		Sonuçlanma süresi: Sadece direkt bakı olarak istenmiş ise 1 saat	
Yara	Direkt, gram boyalı mikroskopik inceleme	905760	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Sadece direkt preparat olarak istenmiş ise; En erken 2 saat, en geç 24 saat	Sadece gram boyası istenmiş ise 1 saat
Solunum Yolu Salgıları (BAL, DTA vb.)	Direkt, gram boyalı mikroskopik inceleme	905760	Steril kap içinde, 10 mL, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Sadece direkt preparat olarak istenmiş ise; En erken 2 saat, en geç 24 saat	
Balgam	Direkt, gram boyalı mikroskopik inceleme	905760	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı		
Steril vücut sıvıları (BOS, plevra, periton, eklem sıvısı, göz içi vb.)	Direkt, gram boyalı mikroskopik inceleme	905760	Steril kap içinde 3 mL, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı		
Göz (kornea, konjunktiva)	Direkt, gram boyalı mikroskopik inceleme	905760	Eküvyon (Transport besi yeri içinde), Nakil		

ÖRNEK	TEST	İSTEMİN SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ
Genital Örnekler (üretal akıntı, Vajen, serviks, vulva sürüntüsü)	Direkt, gram boyalı mikroskopik inceleme	905760	sıcaklığı: Oda sıcaklığı		
Kan	Kan kültürü (BACTEC ile)	906020	Hasta başı ekim (Kan kültür şişesi içine 8-10 ml, çocuk olgularda 0,5- 3 ml kan ilave edilir), Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı		
Steril vücut sıvıları (BOS, plevra, periton, eklem sıvısı, göz içi vb.)	Kültür (BACTEC ile)	906020			
Boğaz	Bakteri kültürü	905670		Sonuçlanma süresi: En erken 1 gün, en geç 3 gün DİFTERİ ÖN TANISI VARSA, LABORATUVAR ÖNTANI İLE İLGİLİ OLARAK MUTLAKA BİLGİLENDİRİLMELİDİR	
İdrar	Bakteri kültürü	905671	Steril kap/tüp içinde 1 mL orta akım idrarı, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı LABORATUVARA 1-2 SAAT İÇİNDE ULAŞTIRILAMIYORSA 4-8°C'DE BEKLETİLMELİDİR	Sonuçlanma süresi: En erken 1 gün, en geç 3 gün	
Solunum yolu salgıları (BAL, DTA, vb.)	Solunum yolu sekresyonları kantitatif kültürü	906250	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 5 gün GRAM BOYA SONUCU KÜLTÜR İLE BİRLİKTE RAPOR EDİLİR	

ÖRNEK	TEST	İSTEMİN SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ
Yara (Abse-pü, ameliyat mataryeli, akciğer biyopsisi,insizyon yeri, kornea, katater giriş ve çıkış yeri vs.)	Bakteri kültürü	905674	Eküvyon (Transport besi yeri içinde veya steril kap ile) Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Üreme yoksa en erken 2 gün, üreme varsa 3-5 gün	
Dışkı	Bakteri kültürü	905672	50 ml hacimli kapaklı dışkı kabı içinde. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 4 gün	
Balgam	Balgam kültürü	905675		Sonuçlanma süresi: en erken 2 gün, en geç 5 gün GRAM BOYA SONUCU KÜLTÜR İLE BİRLİKTE RAPOR EDİLİR	
Burun	Bakteri kültürü ve MRSA taraması	905677	Eküvyon (Transport besi yeri içinde), Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 1 gün, en geç 3 gün	
Kateter	Bakteri kültürü	906041	5 cm'lik iki parça halinde, steril kap içinde	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 5 gün	
Kulak	Bakteri kültürü	905673	Eküvyon (Transport besi yeri içinde), Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 4 gün	
Nazo-fareks Sürüntüsü	Kültür (<i>B pertussis</i>)	HB0200	Steril bir taşıyıcı içinde özel eküvyonu ile Nazofarenks sürüntüsü olarak alınır	Not: Boğmaca şüphesi durumunda laboratuvar ile görüşülmelidir. Örnek 1 hf etüvde Bordet Genau besi yerinde bekletilir. Sonuçlanma süresi: 14 gün	

ÖRNEK	TEST	İSTEMİN SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ
Erkek genital sistem kültürü	Bakteri kültürü	905678	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 3 gün, en geç 5 gün	
Kadın Genital Sistem Kültürü	Bakteri kültürü	905676	Eküvyon (Transport besi yeri içinde), Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 3 gün, en geç 5 gün	
İdrar, Erkek genital sistem örnekleri, Kadın genital sistem örnekleri	Ureoplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis İmmunokromatografik yöntemle tanı ve antibiyotik duyarlılığı	HB0130	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 3 gün	
Üst genital sistem örneği, Yara, abse	Anaerob kültür	905600	Hasta başında ekim ya da anaerob taşıyıcı içinde eküvyon, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: 10-14 gün	
Dışkı	Clostridium difficile toksin geni aranması (CDT Multiplex PCR)	908727	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Örnek 30 dk içinde iletilemiyor ise +4 - +10 C de	Sonuçlanma süresi: 45dk-1 saat NOT: Dışkı örneği 30 dk içinde laboratuvara ulaşmalıdır, rektal sürüntü şeklinde gönderilmemelidir.	45 dk
İdrar	Legionella pneumophila Rapid Antijen Test (İmmunokromatografik)	907750	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En geç 30 dk içinde sonuçlanır.	

SÜRELER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

2.2. Tüberküloz Laboratuvarı

ÖRNEK	TEST	İSTEMİN SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (*)
Akciğer biyopsisi	Mycobacterium spp (ARB) aranması, teksif yöntemiyle	906141		Sonuçlanma süresi: En erken 1 gün, en geç 24- 48 saat.	Teksif yöntemiyle saat 11'e kadar gelen örneklerde aynı gün (Cumartesi – Pazar dışında)
Ameliyat materyali					
Balgam					
BOS					
Göz içi aspirasyon sıvısı (ön kamara vitröz sıvısı)					
Mide açlık sıvısı					
Genital sistem örnekleri					
Yara					
İdrar	Mycobacterium spp (ARB) aranması, teksif yöntemiyle	906141	Steril kap içinde sabah ilk idrarin tamamı, Nakil sıcaklığı: Soğuk zincir (+4 - +10 C)		
Solunum yolu örnekleri (DTA, BAL vs.)	Mycobacterium spp (ARB) aranması, teksif yöntemiyle	906141	Steril kap içinde, 2 mL, Nakil sıcaklığı: Soğuk zincir (+4 - +10 C)		

Steril vücut sıvıları, (Plevra, Periton, Eklem Sıvısı.)	Mycobacterium spp (ARB) aranması, teksif yöntemiyle	906141	Steril kap içinde 3 mL, Nakil sıcaklığı: Soğuk zincir	Sonuçlanma süresi: En erken 1 gün, en geç 5 gün	saat 11'e kadar gelen örneklerde aynı gün (Cumartesi – Pazar dışında)
Tüm örnekler	TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ (MGIT 960 ve Löwenstein Jensen besiyerinde)	906160		Sonuçlanma süresi: En erken 1 hafta, en geç 6-8 hafta	
Tüm örnekler	Mycobacterium spp tiplendirmesi	MT0050		Kültürde üreme olması ve MTBC olarak tanımlanması durumunda rutin olarak çalışılmaktadır. Sonuçlanma süresi: Üreme saptanmasından 5-6 gün sonra	
Tüm örnekler	Antitüberküloz ilaç (INH, Rifampisin, Etambutol, Streptomisin) duyarlılık testleri	MT0060		Kültürde üreme olması durumunda rutin olarak çalışılmaktadır. Sonuçlanma süresi: Üreme saptanmasından 10-15 gün sonra	

2.3. Mikoloji Laboratuvarı

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ
Akciğer biyopsisi	Direkt inceleme ve mantar kültürü	906120	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Direkt mikroskopik inceleme kültür sonucu ile beraber raporlanır. Sonuçlar 7 gün içinde raporlanır.	Acil durumlarda direkt boyama sonucu kliniğe sözlü olarak bildirilir.
Balgam					
TAS					
BAL	Galaktomannan antijeni aranması	907390	Steril kap içinde örnek hacmi en az 300µL olacak şekilde , Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, en geç 48 saat.	
BOS	Steril vücut sıvılarının otomatize sistem ile kültürü (BACTEC ile)	HB0230		Sonuçlanma süresi: En geç 7 gün	
Eklem sıvısı	Steril vücut sıvılarının otomatize sistem ile kültürü (BACTEC ile)				
Periton	Steril vücut sıvılarının otomatize sistem ile kültürü (BACTEC ile)				
Plevra	Steril vücut sıvılarının otomatize sistem ile kültürü (BACTEC ile)				
BOS	Direkt inceleme, mantar kültürü ve antifungal duyarlılık testi	905640	Steril kuru tüpte 3 ml, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Direkt mikroskopik inceleme kültür sonucu ile beraber raporlanır. Kültür sonucu 7 gün içinde	
Eklem sıvısı					

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ
Periton				raporlanır. Antifungal duyarlılık testi kültür üremelerinde en	

Plevra				erken 48 en geç 72 saat sonra raporlanır.	
Dışkı	Direkt inceleme ve mantar kültürü	906120	Dışkı örnekleri dışkı kabında, diğer örnekler steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Direkt mikroskopik inceleme kültür sonucu ile beraber raporlanır. Kültür sonucu 7 gün içinde raporlanır.	
Göz içi aspirasyon sıvısı (ön kamara vitröz sıvısı)					
Apse					
Ameliyat materyali					
Kornea kazıntısı	Direkt inceleme ve mantar kültürü	906120			
Ağız içi sürüntüsü	Direkt inceleme ve mantar kültürü	906120	Eküvyon (Transport besi yeri içinde), Direkt inceleme çift eküvyon gönderilen örneklerde yapılır. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuç verme süresi: Direkt mikroskopik inceleme için aynı gün; kültür için 7 gün.	
Boğaz					
Burun					
Kulak					
Paranasal sinüs lavajı					
Timpano-sentez sıvısı					
Yara					
Kan	Galaktomannan antijeni aranması	907390	4 mL jelli tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, en geç 48 saat	

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ
Kan	Kan kültürü (BACTEC ile) ve antifungal duyarlılık testi (BACTEC şişesinden yapılan pasajda mantar üremesi olduğunda)	905640	Hasta başında kan kültür şişesi içine 8-10 ml, çocuk olgularda 0,5-3 ml kan eklenir. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Kültür sonucu üreme olduğunda en geç 7 günde raporlanır. Antifungal duyarlılık testi kültür üremelerinde gerektiğinde çalışılmaktadır	
İdrar	Direkt inceleme, mantar kültürü ve antifungal duyarlılık testi	905640	Steril kap içinde 10 mL orta akım idrarı, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Direkt mikroskopik inceleme kültür sonucu ile beraber raporlanır. Kültür sonucu 7 gün içinde raporlanır.	
Kateter	Direkt inceleme ve mantar kültürü	906120	5 cm'lik iki parça halinde, steril kap içinde alınan örnekte mantar üremesi olunca ekim yapılan plak mikolojiye gönderilir. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Direkt mikroskopik inceleme kültür sonucu ile beraber raporlanır. Kültür sonucu 7 gün içinde raporlanır.	
Deri ,Deri ekleri (tırnak,saç,vs)	Direkt inceleme ve mantar kültürü	906120	Steril kapta veya zarfta örnek gönderilebilir. Nakil sıcaklığı : oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi : Sonuçlar en geç 21 gün içinde raporlanır.	

(*) : Sonuçlanma sürelerine hafta sonu ve resmi tatil süreleri eklenir.

2.4. Parazitoloji Laboratuvarı

ÖRNEK	TEST	İSTEM KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
BOS	Parazit aranması	MP0060	Steril kuru tüpte 2 ml, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: 24 saat.	
Dışkı	Cryptosporidium aranması (Modifiye EZN boyaması)	MP0020	Temiz kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı Örnek parazitoloji laboratuvarına acil mikrobiyoloji laboratuvarından lama sürülüp tespit edildikten sonra gönderilir.	Sonuçlanma süresi: En erken 2 saat, en geç 24 saat	
Dışkı	Dışkıda protozoon aranması	MP0020		Sonuçlanma süresi: En erken 30 dakika, en geç 24 saat	30 dk
Dışkı	Dışkıda parazit ve parazit yumurtası aranması (Formol etil asetat santrifüjasyon yöntemi)	MP0030	Temiz kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Aynı gün	
Dışkı	Trikrom boyama	MP0203	Temiz kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı preparat acil mikrobiyoloji laboratuvarında hazırlanıp parazitoloji laboratuvarına gönderilir.	Sonuçlanma süresi: En erken 2, en geç 24 saat	
Perianal bölgeden sürüntü	Selobant yöntemi ile oksiyur aranması	MP0040	Selobantlı lam preparatı	Sonuçlanma süresi: Aynı gün. Not: Sabah kalkar kalkmaz lamın üzerindeki selobant kaldırılır, yapışkan kısmı ile perianal bölgeden örnek alınır	30 dk

ÖRNEK	TEST	İSTEM KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
				ve tekrar lam üzerine yapıştırılır.	
Duodenum aspirasyon sıvısı	Parazit aranması	MP0060	Steril kap içinde 2 mL, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, en geç 72 saat	
Kornea kazıntısı	Protozoon aranması (Acanthamoeba)	MP0020	Hasta başında, 2 mL steril serum fizyolojik içine alınıp, lam preparatı hazırlanır. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, en geç 72 saat	
Konjonktiva sıvısı	Parazit aranması	MP0060		Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, en geç 72 saat	
İdrar	Parazit ve yumurta aranması (Şistozomiyazis)	MP0060	Steril kap içinde gün ortası idrarı, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, en geç 72 saat	
Kan	Plasmodium aranması (Kalın damla ve ince yayma preparat)	MP0010	Hasta başında preparat hazırlanır ya da EDTA'lı tüpte kan. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: 24 saat	90 dk *
Kan	Kan parazitlerinin aranması (İnce yayma preparat)	MP0010	Hasta başında preparat hazırlanır ya da EDTA'lı tüpte kan. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: 24 saat Not: Filariasis şüphesinde örnek gece alınmalıdır.	90 dk *
Kist sıvısı	Skoleks aranması	MP0050	Steril kap içinde, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: 2 saat	

2.5. Seroloji Laboratuvarı

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
Kan	Serum amiloid A (Nefelometrik yöntem)	903550	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: 24 saat	4 saat
Kan	Rose Bengal	907070	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 saat, en geç 24 saat	2 saat
Kan	Grup aglütinasyonu	908020		Sonuçlanma süresi: 24-48 saat	
Kan	Brusella aglütinasyonu	907090			
	Brusella aglütinasyonu (2-ME ile)	907090			
	Brusella aglütinasyonu (Coombs'lu)	907080			
Kan	Paul Bunnel Testi (Enfeksiyöz mononükleoz heterofil antikoru)	907830			
Kan	Soğuk aglütinasyonu	907830	4 ml kuru tüpte kan ve 3 ml EDTA'lı tüpte kan	Sonuçlanma süresi: 24 saat, Örnek laboratuvara öğleden önce ulaşmalıdır. <u>Cuma günleri örnek kabul edilmez.</u>	
Kan	RPR (Serumda)	906290	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 saat, en geç 24 saat	2 saat

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
BOS	VDRL	906290	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 saat, en geç 24 saat	2 saat
Kan	İndirekt Hemaglütinasyon (IHA) Testleri				
	Sifiliz	908090	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: 24	
	Amip	907360			
	Ekinokok	907730			
Kan	Kompleman Fiksasyon (CF) Testleri				
	Mycoplasma	906050		Sonuçlanma süresi: Örnekler biriktirilerek Çarşamba günleri çalışılmaktadır. Sonuçlar ertesi gün verilmektedir.	
	Q Fever	906050			
Kan	İmmünglobulinler (Nefelometrik yöntem ile)				
	IgG	907630	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı		
	IgA	907620			
	IgM	907640		Sonuçlanma süresi: 24 saat	4 saat
Kan	Kompleman Elemanları (Nefelometrik yöntem ile)				
	C3c	900780			

geçerlidir.

2.6. ELISA Laboratuvarı

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (*)
Kan	HIV Ag/Ab	906670	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: 24-48 saat	3 saat
Kan	Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)	907450			
	Hepatit B yüzey antikor (Anti- HBs)	906620			
	Hepatit C antikor (Anti-HCV)	906640			
Kan	Hepatit B kor antikor Total (Anti-HBc Total)	906560	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi:24-48 saat	
	Hepatit B kor antikor IgM (Anti-HBcIgM)	906580			
	Hepatit B Enfeksiyozite Antijeni (HBeAg)	907420			

	Hepatit B Enfeksiyozite Antikoru (Anti-HBe)	906600		
	Hepatit A IgM antikoru (Anti- HAV IgM)	906530		
	Hepatit A IgG antikoru (Anti- HAV IgG)	906510		

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (*)
Kan	Hepatit D antikoru (Anti-Delta)	907240	3 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, en geç 5 gün (Örnekler biriktirilmekte, Salı ve Perşembe günleri çalışılmaktadır)	
Kan	Toksoplazma IgG ve IgM	906930 906910		Sonuçlanma süresi: 24-48 saat	
Kan	Toksoplazma IgG Avidite	908070			
Kan	CMV IgG ve IgM	906360 906370			
Kan	CMV IgG Avidite	907220			
Kan	Rubella IgG ve IgM	906820 906840			
Kan	Herpes IgM ve IgG	907550 907540			
Kan	Lyme IgG ve IgM	907050 907060			
Kan	Parvovirus	907900			

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (*)
	IgG ve IgM	907910			
Kan	Helicobacter IgG	907510			

	ve IgA	907500			
Kan	Mycoplasma IgG ve IgM	907860 907870			
Kan	Tetanoz IgG	908050			
Kan	C. pneumoniae IgG ve IgM	907130 907140			
Kan	Hepatit E antikoru (Anti-HEV)	906650			
Kan	Kızamık IgG ve IgM	907710 907720			
Kan	Su çiçeği IgG ve IgM	908100 908110			
Kan	Kabakulak IgM	907700			
Servikal ve üretral sürüntü örnekleri	EBV Profil IgG ve IgM (Immüno blot) (VCA, p22, EA, EBNA-1)	ME2000 ME2010	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, en geç 4 gün (Örnekler biriktirilmekte, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri çalışılmaktadır)	
Kan	Anti CCP	907101	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi :24-48 saat	

2.7. İmmünoloji Laboratuvarı

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
ONKOLOJİK PANEL					
Kan, Kemik iliği , BOS , İçinde hücre bulunan tüm vücut sıvıları	Akut lösemi paneli KLL/Lenfoma paneli	MI0780 MI0060	EDTA'lı tüpte kan/kemik iliği/BOS /Vücut sıvıları, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı.	Örnek sabah saatlerinde laboratuvara ulaşmalıdır. Sonuçlanma süresi: Aynı gün	4 saat
OTOANTİKORLAR					
Kan	ANA IFA Testi AMA IFA Testi ASMA IFA Testi	906780 906760 906420		Sonuçlanma süresi: 48 saat	4 saat
Kan	ANCA Profil (c-ANCA, p-ANCA, MPO) IFA Testi	MI1030		Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 7 gün	3 saat
Kan	Anti endomisyum / Gliadin IgA veya IgG IFA Testi	MI1010 MI1020	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Anti glomerüler bazal membran antikor IFA testi en erken 2 en geç 20 gün içinde raporlanır.	
Kan	Anti glomerular bazal membran antikor IFA Testi	900460			
Kan	Anti n DNA IFA Testi	906410	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 48 saat , en geç 7 gün	
Kan	Anti pariyetal antikor IFA Testi	906790	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 en geç 20 gün içinde raporlanır.	3 saat
Kan	Anti trombosit antikor IFA	905520	4 mL kuru tüpte kan, Nakil	Sonuçlanma süresi: En	3 saat

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
	Testi		sıcaklığı: Oda sıcaklığı	erken 2 en geç 20 gün içinde raporlanır.	
Kan	Pankreas anti adacık antikor (ICA) IFA Testi	906320	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 en geç 20 gün içinde raporlanır.	3 saat
Kan	Anti tiroglobulin ve mikrozomal antikor IFA Testi	MI0320 MI0330	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 7 gün	3 saat
Kan	Anti Skin	900585	Sarı kapaklı kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 7 gün en geç 20 gün	
Kan	Karaciğer Profili (AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP) Immun Blot Testi	MI1240	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 7 gün	3 saat
Kan	ANA Profil Immüno blot Testi (nRNP/Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, SCL-70, PML-Scl, Jo-1, sentromer B, dsDNA, nükleozom, histon, ribozomal P, AMA-M2)	MI1040		Sonuçlanma süresi: 48 saat	4 saat
Kan	Anti-Kardiyolipin IgG ve IgM	906730 906740	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, En geç 2 hafta (Yeterli sayıya ulaşıldığında Çalışılmaktadır.)	4 saat
Kan	Anti-LKM-1	907810	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün saat, En geç 3 hafta	
Kan	Anti-SLA	MI1170	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, En geç 3 hafta	

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
Kan	Anti-dsDNA	906410	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, En geç 2 hafta	
Kan	Anti-doku transglutaminaz IgA IgG	91100 91110	Sarı kapaklı kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 24 saat, En geç 2 hafta	4 saat
DOKU TİPLENDİRMESİ VE TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ					
Kan	HLA Panel Reaktif Antikor (PRA) Klas I ve Klas II (antijene spesifik)	905160 905180			
Kan	HLA Panel Reaktif Antikor (PRA) Klas I ve Klas II (tarama)	905170 905190			
Kan	HLA-A, B, C Moleküler Düşük Çözünürlükte	MI1400	Kan EDTA'lı tüpe immünoloji laboratuvarında alınır.		
Kan	HLA-A,B,DR Moleküler Düşük Çözünürlükte	MI1420	Kan EDTA'lı tüpe immünoloji laboratuvarında alınır.		
Kan	HLA-DR, DP, DQ (Düşük çözünürlükte, herbiri)	904810	EDTA'lı tüpte kan, Nakil sıcaklığı: oda sıcaklığı		
Kan	HLA-B Moleküler Düşük Çözünürlükte	MI1490	EDTA'lı tüpte kan, Nakil sıcaklığı: oda sıcaklığı		
Kan	HLA-C Moleküler Düşük Çözünürlükte	MI1630	EDTA'lı tüpte kan, Nakil sıcaklığı: oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, En geç 3 hafta	5 saat

Bu doküman Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
Kan	Cross-Match T lenfosit cross-match B lenfosit cross-match	905390 905390	Randevulu olarak immünoloji laboratuvarında kan alınır. Alıcıdan kuru, ACD ve EDTA'lı tüpe; Vericiden ACD ve EDTA'lı tüpe kan alınır.	Sonuçlanma süresi: 24 saat sonra	6 saat*
DİĞER İMMÜNOLOJİK TESTLER					
Kan İdrar	İmmün elektroforez SERUM İDRAR	903560 901820	4 mL kuru tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 2 gün, en geç 10 gün	6 saat
Kan	Kriyoglobulin	904910		Not: Örnek kabulü: Pazartesi-Salı-Cuma günleri saat: 14:00' den önce gönderilmeli, laboratuvarla görüşülmelidir. Sonuçlanma süresi: 72 saat	
Kan	Desmogelin 1 Desmogelin 3	901061 901062	Sarı kapaklı kuru tüpe alınır. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 7 gün, en geç 20 gün	
Kan	Kök hücre canlılık testi	905400	EDTA' lı tüpe kan alınır. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Aynı gün içinde sonuçlanır.	

ÖRNEK	TEST	İSTEM SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ (**)
Kan	C1 Esteraz İnhibitörü	900760	Sarı kapaklı kuru tüpe kan alınır. Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: En erken 7 gün en geç 15 gün	
FLOW SİTOMETRİK TESTLER					
Kan	T ve B lenfosit çapraz karşılaştırma	905395	Alıcıdan kuru ve EDTA' lı tüpe 10ml, vericiden EDTA' lı tüpe 10ml kan alınır. Kan alma işlemi randevulu olarak immünoloji laboratuvarında yapılır.	Sonuçlanma süresi 4-5 saat	
Kan	İmmün yetmezlik paneli Monoklonal antikorlar (CD3, CD4, CD8) (herbiri)	MI0010 905080		Örnek saat 14:00' a kadar laboratuvara ulaşmalıdır. Sonuçlanma süresi: 24 saat	3 saat
Kemik İliği	Minimal residüel hastalık (MRD)	MI1520	EDTA' lı tüpte kemik iliği, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı.	Sonuçlanma süresi: Yaklaşık 1 ay	
Kan	Bernard-Soulier Paneli	MI0990	Sodyum sitratlı (NC) tüpte kan Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı.	Sonuçlanma süresi: 24 saat	
Kan	PNH paneli	MI1550	EDTA' lı tüpte kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı.	Sonuçlanma süresi: 24 saat	
Kan ve Kan ürünleri	Kök Hücre Paneli	MI1570	EDTA' lı tüpte kan veya ürünleri, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı.	Sonuçlanma süresi: 24 saat	

geçerlidir.

2.8. PCR Laboratuvarı

ÖRNEK	TEST	İSTEMİN SUT KODU	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR (*)	ACİL İSTEMDE SONUÇLANMA SÜRESİ
KANTİTATİF TESTLER					
Kan	HBV-DNA (Kantitatif PCR)	908150	EDTA 'lı tüpe 9 ml hemolizsiz kan Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Örnekler alındıktan sonra en erken 1 gün, en geç 10 gün	
Kan	HCV-RNA (Kantitatif PCR)	908170			
Kan	HIV-RNA (Kantitatif PCR)	908220	EDTA 'lı tüpe 9 ml hemolizsiz kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Örnekler alındıktan sonra en erken 1 gün, en geç 15 gün	
Kan	CMV-DNA (Kantitatif PCR)	908140	EDTA 'lı tüpe 9 ml hemolizsiz kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Örnekler alındıktan sonra en erken 1 gün, en geç 10 gün	
BOS, İdrar, Amniyon Mayi	CMV-DNA (Kantitatif PCR)	908140		Haftanın belirlenen günlerinde çalışılır. Sonuçlanma süresi: Örnekler alındıktan sonra en erken 1 gün, en geç 10 gün	
BAL, Kolon Biyopsi Materyali	CMV-DNA (Kantitatif PCR)	908140	Steril Kap, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Haftanın belirlenen günlerinde çalışılır. Sonuçlanma süresi: Örnekler alındıktan sonra en erken 1 gün, en geç 10 gün	
Kan	EBV-DNA (Kantitatif PCR)	908727	EDTA 'lı tüpe 9 ml hemolizsiz kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Belirli sayıya ulaşınca çalışılmaktadır.	
Kan	Polyoma BK DNA (Kantitatif PCR)	908727	EDTA 'lı tüpe 9 ml hemolizsiz kan, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Örnekler alındıktan sonra en erken 1 gün, en geç 15 gün	
İdrar	Polyoma BK DNA (Kantitatif PCR)	908727	Steril kapta, Nakil sıcaklığı: Oda sıcaklığı	Sonuçlanma süresi: Örnekler alındıktan sonra en erken 1 gün, en geç 15 gün	

3. TIBBİ GENETİK LABORATUVARI

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
Kan	Periferik kan	kromozom analizi	LA-TG 1000	SİTOGENETİK	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 7 - 28 gün
Doku	Kemik iliği	kromozom analizi	LA-TG 1010	SİTOGENETİK	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği aspirasyon materyali	Sonuç alma süresi 7 - 21 gün
Kan	Periferik kan	Frajil x sendromunda kromozom analizi	LA-TG 1020	SİTOGENETİK	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 7 - 28 gün
Kan	Periferik kan	Kardeş kromatik değişim analizi(SCE)		SİTOGENETİK	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 7 - 28 gün. Aynı koşullarda alınmış kontrol kanı gerekmektedir.
Kan	Periferik kan	kromozom kırık analizi	LA-TG 1040	SİTOGENETİK	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 7 - 28 gün. Aynı koşullarda alınmış kontrol kanı gerekmektedir.
Doku	Solid doku kültürü	kromozom analizi	LA-TG 1050	SİTOGENETİK	Steril kap içinde en az 0.5 cm ³ steril doku.	Sonuç alma süresi 7 - 28 gün
Kan	Kordon kanı	kromozom analizi	LA-TG 1060	PRENATAL	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 1 mL periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 5 - 28 gün
Vücut sıvısı	Amniyosentez mayii	kromozom analizi	LA-TG 1070	PRENATAL	10-20 ml arası steril amniyon mayi. Steril, enjektör içinde İdeal nakil 4 saat içinde	Sonuç alma süresi 15 - 21 gün

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
Doku	Koryonik villus örneği	kromozom analizi	LA-TG 1080	PRENATAL	En az 0.5 cm ³ steril koryonik villus örneği. Transport medyumunda içinde İdeal nakil 4 saat içinde	Sonuç alma süresi 10 - 21 gün
Doku	Düşük materyali	kromozom analizi	LA-TG 1090	PRENATAL	En az 0.5 cm ³ koryonik villus içeren steril düşük materyali. Transport medyumunda içinde İdeal nakil 4 saat içinde	Sonuç alma süresi 15 - 21 gün
Vücut sıvısı	Amniyosentez mayii	13,18,21,X,Y Kromozom anomali-lerinin FISH Yöntemiyle saptanması	LA-TG 1100	FISH LAB	Steril, enjektör içinde 510 ml arası amniyon mayi.	Sonuç alma süresi 15 - 21 gün
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	Lösemide FISH yöntemiyle bcr/abl translokasyonu [t(9;22)]tayini		FISH LAB	Steril, heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2ml kemik iliği yada periferik venöz kan	Sonuç alma süresi 2 - 10 gün.
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	Lösemide FISH yöntemiyle MLL Translokasyonu [t(4;11)] tayini	LA-TG 1120	FISH LAB	Steril, heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2ml kemik iliği yada periferik venöz kan	Sonuç alma süresi 2 - 10 gün.
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	Lösemide FISH yöntemiyle PML/RARA Translokasyonu [t(15;17)] tayini	LA-TG 1130	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 - 10 gün.
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	Lösemide FISH yöntemiyle AML1/ETO translokasyonu [t(8;21)]tayini	LA-TG 1140	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 - 10 gün.

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	Lösemide FISH yöntemiyle TEL/AML1 translokasyonu [t(12;21)]tayini	LA-TG 1150	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	Lösemide FISH yöntemiyle inversiyon 16, [inv(16)] tayini	LA-TG 1160	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	MDS de FISH yöntemiyle EGR1(-p/5q31) gen delesyon tayini	LA-TG 1170	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	MDS de FISH yöntemiyle - 7/7q31 lokus delesyon tayini		FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Doku	KI, Solid yada Parafin tm. doku kesiti	FISH yöntemiyle HER-2/neu (17q11.2-q12) gen amplifikasyon tayini	LA-TG 1190	FISH LAB	"Pozitif charge"li Lam'a alınmış 4 – 6 mikron kalınlı-ğında doku kesiti.	Sonuç alma süresi 3 – 15 gün.
Doku	KI, Solid yada Parafin tm. doku kesiti	FISH yöntemiyle TPO2A(17Q21-22 gen amplifikasyon tayini	LA-TG 1200	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 3 – 15 gün.
Doku	KI, Solid yada Parafin tm. doku kesiti	FISH yöntemiyle c-myc gen amplifikasyon tayini	LA-TG 1210	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 3 – 15 gün.
Doku	KI, Solid yada Parafin tm. doku kesiti	FISH yöntemiyle N-myc gen amplifikasyon tayini	LA-TG 1220	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 3 – 15 gün.

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
Doku	KI, Solid yada Parafin tm. doku kesiti	FISH yöntemiyle CEP7/7P12 EGRF gen amplifikasyon tayini	LA-TG 1230	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 3 – 15 gün.
Doku	KI, Solid yada Parafin tm. doku kesiti	FISH yöntemiyle p53 gen delesyon tayini	LA-TG 1240	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 3 – 15 gün.
Doku	KI, Solid yada Parafin tm. doku kesiti	FISH yöntemiyle RB1(13q14) Gen delesyon tayini	LA-TG 1250	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 3 – 15 gün.
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	FISH yöntemiyle SRY Gen delesyon tayini		FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Kan	Periferik kan	De George sendromunun FISH yöntemiyle tayini	LA-TG 1270	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Kan	Periferik kan	Prader willi / angelman senderomu FISH	LA-TG 1280	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
		Comperative genomic hybridization (CGH) Yöntemiyle total kromozomal anomali tespiti	LA-TG 1290	FISH LAB	Steril, kap içinde en az 0.5 cm ³ doku yada 3 mg/ml DNA örneği	Sonuç alma süresi 7 – 20 gün.
		Poliklinik muayene	LA-TG PO 0070			
		Konsültasyon (genetik danışma)	LA-TG PO 0010			

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
Doku veya Kan	Kemik iliği veya Periferik kan	Kromozom bantlama(C,HRB,NOR,Q)	LA-TG 0290	SİTOGENETİK		Kültür süresi sonrasında 1-2 gün.
Doku ve Kan	Kemik iliği ve Periferik kan	Analiz marker kromozom(>100)	LA-TG 0300	SİTOGENETİK		Kültür ve bantlama işlemleri sonrasında 12 gün.
Vücut sıvısı	Amniyon sıvısı	DNA izolasyonu	LA-TG 0310	MOLEKÜLER	Steril enjektör içinde 510 mL arası amniyon mayı	Sonuç alma süresi 24 saat
Doku	CVS	DNA izolasyonu	LA-TG 0320	MOLEKÜLER	Transport medyumunda içinde en az 0.5 cm ³ steril koryonik villus örneği	Sonuç alma süresi 24 saat.
Kan	Kan	DNA izolasyonu		MOLEKÜLER	Steril, enjektör içinde EDTA'lı tüpe en az 2ml periferik venöz kan	Sonuç alma süresi 24 saat.
Doku	Doku	DNA izolasyonu	LA-TG 0340	MOLEKÜLER	Steril kap içinde en az 0.5 cm ³ steril doku	Sonuç alma süresi 24 saat.
Doku veya Kan	Kemik iliği veya Periferik kan	Lenfosit izolasyonu	LA-TG 0350	SİTOGENETİK	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 1 saat.
Doku veya Kan	Kemik iliği veya Periferik kan	Analiz > 50 hücre	LA-TG 0360	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
Doku veya Kan	Kemik iliği veya Periferik kan	Sitogenetik FISH İnterfaz	LA-TG 0240	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Doku veya Kan	Kemik iliği veya Periferik kan	Sitogenetik FISH lokus spesifik	LA-TG 0370	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Doku veya Kan	Kemik iliği veya Periferik kan	Sitogenetik FISH multicolor		FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.
Doku veya Kan	Kemik iliği veya Periferik kan	Sitogenetik FISH sentromer 2prob	LA-TG 0390	FISH LAB	Steril heparinle yıkanmış enjektör içinde en az 2 mL kemik iliği ya da periferik venöz kan.	Sonuç alma süresi 2 – 10 gün.

4. PATOLOJİ LABORATUVARI

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
OTOPSİ MATERYALLERİNİN İNCELENMESİ						
	Otopsi, fetus		PA-PA0340	Rutin Laboratuvarı	Ölen kişinin gasilhaneye gönderilmesi ve 1. derece yakınından otopsi izninin alınmasından sonra, hemen patoloji bölümüne bilgi verilmelidir.	1 ay
	Otopsi, (tıbbi amaçlı)	Hematoksilen-eozin	PA-PA0300	Rutin Laboratuvarı	Ölen kişinin gasilhaneye gönderilmesi ve 1. derece yakınından otopsi izninin alınmasından sonra, hemen patoloji bölümüne bilgi verilmelidir.	1 ay
SİTOLOJİK TETKİKLER						
	İmprint	Giemsa	PA-PA0405	Sitoloji Laboratuvarı	Havada kurutularak	4 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Balgam, direkt yayma	Hematoksilen-Eozin	PA-PA0480	Sitoloji Laboratuvarı	Sabah balgamı alındıktan sonra hemen, yada gönderilene kadar buzdolabında korunarak (Sabah 10'a kadar)	4 iş günü
	BOS,direkt yayma ve/veya rutin santrifüj /sitosantrifüj	Giemsa	PA-PA0470	Sitoloji Laboratuvarı	Alındıktan sonra hemen, ya da gönderilene kadar buzdolabında korunarak	4 iş günü
	Bronş aspirasyonu, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme	Hematoksilen-Eozin	PA-PA0480	Sitoloji Laboratuvarı	Alındıktan sonra hemen, ya da gönderilene kadar buzdolabında korunarak yada havada kurutularak	4 iş günü
	Filtre preparatı hazırlanması	Giemsa PAP	PA-PA0015	Sitoloji Laboratuvarı	Alındıktan sonra hemen, yada gönderilene kadar buzdolabında korunarak	4 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Hücre bloğu hazırlanması	Hematoksilen-Eozin	PA-PA0025	Sitoloji Laboratuvarı	Alındıktan sonra hemen, yada gönderilene kadar buzdolabında korunarak	4 iş günü
	İdrar, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme	PAP Giemsa	PA-PA0480	Sitoloji Laboratuvarı	Alındıktan sonra hemen, yada gönderilene kadar buzdolabında korunarak	4 iş günü
	İnce iğne aspirasyonu değerlendirme		PA-PA0360	Sitoloji Laboratuvarı	Alındıktan sonra hemen, yada gönderilene kadar buzdolabında korunarak yada havada kurutularak	4 iş günü
	Meme başı yayması	Giemsa	PA-PA0480	Sitoloji Laboratuvarı	Alındıktan sonra hemen, yada gönderilene kadar buzdolabında korunarak yada havada kurutularak	4 iş günü
	Periton sıvısı; direkt	Giemsa	PA-	Sitoloji	Alındıktan	4 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	yayma ve/veya rutin santrifüj/sitosantrifüj		PA-PA0480	Laboratuvarı	sonra hemen, yada gönderilene kadar buzdolabında korunarak yada havada kurutularak	
	Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preparatlar ile (PAP SMEAR)	PAP	PA-PA0430	Sitoloji Laboratuvarı	Spreyle fiske edilerek ya da %95 lik alkole konularak	4 iş günü
	Vücut sıvıları		PA-PA0480	Sitoloji Laboratuvarı	Alındıktan sonra hemen, yada gönderilene kadar buzdolabında korunarak	4 iş günü
GENEL PATOLOJİK TETKİKLER						
	Abortus	Hematoksilen-eozin	PA-PA0500	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Apse materyali	Hematoksilen-eozin	PA-PA0125	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Akciğer, transbronşial biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0135	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Anevrizma, arteryal/ventriküler		PA-PA0520	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Ağız mukozası/gingiva biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1200	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Apendiks, insidental dışında	Hematoksilen-eozin	PA-PA1210	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Arter, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1220	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Anüs, polipoid gelişme (tag)	Hematoksilen-eozin	PA-PA0530	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek)	Hematoksilen-eozin	PA-PA0540	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Adrenal (sürrenal), rezeksiyon		PA-PA1600	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Akciğer, kama biyopsisi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1610	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Arter, aterom plağı	Hematoksilen-eozin	PA-PA0550	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Bartholin bezi kisti	Hematoksilen-eozin	PA-PA0560	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Beyin meninksler, tümör	Hematoksilen-eozin	PA-PA1230	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Beyin, biyopsi		PA-PA1630	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Böbrek, biyopsi iğne	Hematoksilen-eozin	PA-PA1240	Rutin Laboratuvarı	Hiçbir fiksatife konulmadan , serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez içinde petri kutusunda, acil olarak gönderilmeli	8 iş günü
	Bronkus, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0570	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Bursa/ synovial kist	Hematoksilen-eozin	PA-PA0580	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Burun mukozası, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0590	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Burun, sinüs polipleri inflammatuar		PA-PA0600	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Deri, deri punch – insizyonel –shave biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1255	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Dil, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1260	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Diş / odontojenik kist	Hematoksilen-eozin	PA-PA1270	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	12 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Dudak, biyopsi/wedge (kama)	Hematoksilen-eozin	PA-PA1280	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Divertikul-özefagus/ince barsak	Hematoksilen-eozin	PA-PA0610	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Duodenum, biyopsi		PA-PA0620	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Dupuytren kontraktürü dokusu	Hematoksilen-eozin	PA-PA0630	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Eklem, gevşek cisim	Hematoksilen-eozin	PA-PA0640	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Endometrium, küretaj/biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0650	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Endoserviks, küretaj/biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0660	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Fissür/fistül		PA-PA0680	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Göz, enükleasyonevisserasyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA1660	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Ganglion kisti	Hematoksilen-eozin	PA-PA0690	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Hematom	Hematoksilen-eozin	PA-PA0700	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Hemoroidler	Hematoksilen-eozin	PA-PA0710	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Herni kesesi, herhangi bir bölgede	Hematoksilen-eozin	PA-PA0720	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Hipofiz tümörü		PA-PA1320	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Hidrosel kesesi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0730	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	İnce barsak, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0740	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	İnce barsak tümör için rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA2090	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	10 iş günü
	İntervertebral disk	Hematoksilen-eozin	PA-PA0750	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Karpal tünel dokusu		PA-PA0760	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Kalp kapakçığı	Hematoksilen-eozin	PA-PA1330	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Kemik-biyopsi/ küretaj materyali	Hematoksilen-eozin	PA-PA1690	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	12 iş günü
	Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge	Hematoksilen-eozin	PA-PA1340	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Kas, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1350	Rutin Laboratuvarı	Materyal alındıktan sonra bir köpüğün üzerine uygun şekilde sabitlendikten sonra formalin solusyonuna konulmalıdır.	8 iş günü
	Kemik, ekzositoz		PA-PA1360	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	12 iş günü
	Kemik fragmentleri, patolojik kırık	Hematoksilen-eozin	PA-PA0770	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	12 iş günü
	Kemik iliği biyopsisi, patoloji	Hematoksilen-eozin	PA-PA0055	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	20 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Kıkırdak, shaving	Hematoksilen-eozin	PA-PA0780	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Kolesteatoma	Hematoksilen-eozin	PA-PA0790	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Kolon, kolostomi stoması		PA-PA0800	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Kolon, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0065	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Konjonktiva, biyopsi/pterygium	Hematoksilen-eozin	PA-PA0810	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Kornea	Hematoksilen-eozin	PA-PA0820	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Lenf düğümü, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1370	Rutin Laboratuvarı	Hiçbir fiksatif konulmadan , serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez içinde petri kutusunda, acil olarak gönderilmeli	12 iş günü
	Larinks, biyopsi		PA-PA0075	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Mandibulektomi	Hematoksilen-eozin	PA-PA2065	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	12 iş günü
	Menisküs	Hematoksilen-eozin	PA-PA0830	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Meme, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1380	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Mesane, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0085	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Mide, biyopsi		PA-PA0095	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Mesane, TUR	Hematoksilen-eozin	PA-PA1760	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Myokard, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1780	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Mukosel, tükrük	Hematoksilen-eozin	PA-PA0840	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Nazofarinks/orofarinks, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0850	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Nöromamorton/travmatik	Hematoksilen-eozin	PA-PA0860	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Omentum, biyopsi		PA-PA1410	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Over, biyopsi/wedge (kama)	Hematoksilen-eozin	PA-PA1420	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Over (+ /-tuba), neoplastik değil	Hematoksilen-eozin	PA-PA1430	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Odontojenik tümör	Hematoksilen-eozin	PA-PA1790	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	12 iş günü
	Özofagus, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0870	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Paratubal kistler (morgagni hidatid)		PA-PA0880	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Pankreas, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1440	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Paratiroid bezi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1450	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Periton, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1460	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Prostat, TUR	Hematoksilen-eozin	PA-PA1470	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Prostat, radikal rezeksiyon dışında	Hematoksilen-eozin	PA-PA1820	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Prostat iğne biyopsi (1-4 kadran)		PA PA0105	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Prostat iğne biyopsi (5-9 kadran)	Hematoksilen-eozin	PA PA2060	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Pilonidal kist/sinüs	Hematoksilen-eozin	PA-PA0900	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Plevra/perikard-biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0920	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Polip, kolorektal	Hematoksilen-eozin	PA-PA0930	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Polip, mide/ince barsak		PA-PA0940	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Polip, servikal/endometrial	Hematoksilen-eozin	PA-PA0950	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Prostat, iğne biyopsisi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0105	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Safra kesesi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0115	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Sempatik ganglion	Hematoksilen-eozin	PA-PA0960	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Serviks, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1480	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Serviks, konizasyon		PA-PA1830	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Sinir, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1490	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Synovium	Hematoksilen-eozin	PA-PA1500	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Sinüs, paranasal biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0980	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Spermatosel	Hematoksilen-eozin	PA-PA0990	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Sünnet derisi		PA-PA1000	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı	Hematoksilen-eozin	PA-PA1020	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti	Hematoksilen-eozin	PA-PA1530	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Tükrük bezi, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1550	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Testiküler apendiks	Hematoksilen-eozin	PA-PA1030	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Tonsil ve/veya adenoidler	Hematoksilen-eozin	PA-PA1050	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Trakea, biyopsi		PA-PA1070	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Trombüs veya embolus	Hematoksilen-eozin	PA-PA1080	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Tuba uterina, biyopsi ve	Hematoksilen-eozin	PA-PA1090	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Üreter, rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA1570	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Üreter, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1100	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Üretra biyopsi		PA-PA1110	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Vajina, biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1120	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Varikosel	Hematoksilen-eozin	PA-PA1140	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Vas deferens,	Hematoksilen-eozin	PA-PA1150	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır**	
	Vas deferens, sterilizasyon dışında	Hematoksilen-eozin	PA-PA1160	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Ven, varis	Hematoksilen-eozin	PA-PA1170	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Vulva/ labia, biyopsi		PA-PA1580	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Yumuşak doku, debridman	Hematoksilen-eozin	PA-PA1180	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü
	Yumuşak doku, lipom eksizyonu veya biyopsi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1190	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır**	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Akciğer, total/lob/segment	Hematoksilen-eozin	PA-PA1880	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Böbrek, parsiyel/total nefrektomi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1640	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Dalak		PA-PA1650	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	12 iş günü
	Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA1890	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Eklem, rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA1290	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Ekstremité, amputasyon, travmatik	Hematoksilen-eozin	PA-PA1300	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	12 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır***	
	Femur başı, kırık	Hematoksilen-eozin	PA-PA1310	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	12 iş günü
	Fetus, diseksiyonla inceleme	Hematoksilen-eozin	PA-PA1910	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	12 iş günü
	İnce barsak, rezeksiyon, tümör		PA-PA1670	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Kemik, rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA1920	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	12 iş günü
	Kolon, total rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA1930	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Kolon, tümör için segmental	Hematoksilen-eozin	PA-PA1940	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Larinks, parsiyel/total + boyun lenf	Hematoksilen-eozin	PA-PA1950	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	12 iş günü
	Lenf düğümleri, regional rezeksiyon		PA-PA1730	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	12 iş günü
	Meme/reduksiyon mammoplasti	Hematoksilen-eozin	PA-PA1390	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Myom (lar), myomektomi, uterus	Hematoksilen-eozin	PA-PA1400	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Mediasten, kitle	Hematoksilen-eozin	PA-PA1740	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	10 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır***	
	Meme, mastektomiparsiyel/basit	Hematoksilen-eozin	PA-PA1750	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Meme, mastektomi + aksilla lenf	Hematoksilen-eozin	PA-PA1960	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Mesane, parsiyel/total rezeksiyon		PA-PA1970	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Mide, subtotal/total rezeksiyon,	Hematoksilen-eozin	PA-PA1770	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Over, (+ /-tuba), neoplastik	Hematoksilen-eozin	PA-PA1800	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA1990	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Pankreas, total/subtotal rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA2000	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Prostat, radikal rezeksiyon		PA-PA2010	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Parmak el / ayak amputasyon, travmatik iskemik	Hematoksilen-eozin	PA-PA0890	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	12 iş günü
	Plasenta	Hematoksilen-eozin	PA-PA0910	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Plasenta, üçüncü trimester	Hematoksilen-eozin	PA-PA1810	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin	10 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					solusyonuna konulmalıdır***	
	Timus, tümör	Hematoksilen-eozin	PA-PA1840	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Tiroid, total/lobektomi	Hematoksilen-eozin	PA-PA1850	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Tükrük bezi (tümör dahil)		PA-PA1860	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA1520	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Tuba uterina, ektopik gebelik	Hematoksilen-eozin	PA-PA1540	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Uterus, prolapsus için (+ /-tuba ve	Hematoksilen-eozin	PA-PA1560	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Uterus, (+ /adnoksler), tm ve	Hematoksilen-eozin	PA-PA1870	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Vulva, total/subtotal rezeksiyon		PA-PA2040	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
	Yumuşak Doku tümörü ,geniş rezeksiyon	Hematoksilen-eozin	PA-PA2050	Rutin Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır***	10 iş günü
ÖZEL PATOLOJİK TETKİKLER						
	Frozen incelemesi	Hematoksilen-eozin	PA-PA0150	Frozen kesit odası	Formalin solusyonuna konulmadan, acilen ameliyathane içerisindeki frozen kesit laboratuvarına	15-30 dakika*****

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
					ulaştırılmalıdır.	
	Histokimyasal boyama	PAS, Masson_Trikrom, Kongo Red vb..	PA-PA0070	Histokimya lab	Normal tespit ve doku takip işlemleri ile hazırlanan parafin bloklardan kesit alınarak yapılır.	7 iş günü****
	İmmünfloresan mikroskopi		PA-PA0200	Histokimya lab	Örnekler formalin solusyonuna konulmadan, serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez içinde petri kutusunda, taze olarak gönderilmelidir	7 iş günü****
	İmmünohistokimyasal inceleme	Sitokeratin, EMA, NSE vb..	PA-PA0210	İmmünohistokimya lab	Normal tespit ve doku takip işlemleri ile hazırlanan parafin bloklardan kesit alınarak yapılır.	7 iş günü****

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Hazır Boyalı Preperat ve/veya parafin Blok		PA-PA0145	Rutin Laboratuvarı	Klinik hekim tarafından tetkik isteme formu gönderilmeli ve hazır preperat ve/veya blok kısmı işaretlenmelidir	5 gün
	Kemik iliği preparatları boyama		PA0000			3 iş günü
	Parmak el/ ayak amputasyon, travma dışı		PA0020	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preparatların değerlendirilmesi	GİEMSA	PA0035	Sitoloji laboratuvarı	Havada kurutularak	4 iş günü
	Bloktan elektron mikroskopik kesit hazırlanması		PA0050			-
	Patoloji danışma (Histokimyasal boyama)		PA0071			7 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Kesit görüntülerinin basılması (Her resim için)		PA0080			-
	Doku örn. Blok haline getirilmesi (Elektron mikroskopu için)		PA0100			-
	Kesitlerin elektron mikroskopik incelenmesi		PA0130			-
	Hazır boyalı preparat ve/veya parafin blok		PA0145	Rutin laboratuvarı		5 iş günü
	Patoloji danışma (Hazır boyalı preparat / parafin blok)	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA0146	Rutin laboratuvarı		5 iş günü
	Flow sitometri inceleme için doku hazırlanması		PA0160			-
	In situ hidridizasyon için doku hazırlanması		PA0170			-

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Bloktan ışık mikroskopik kesit hazırlanması		PA0190			3 iş günü
	Patoloji danışma (İmmün floresan mikroskopi)		PA0201			7 iş günü
	Patoloji danışma (İmmünohistokimyasal tetkik)		PA0211			7 iş günü
	Otopsi tahnit		PA0310	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	30 iş günü
	Femur başı, kırık dışında	HEMATOKSİLEN - EOZİN	PA0670	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Sinir, vagotomi ve benzeri girişim	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA0970	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Testis, kastrasyon	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1040	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü
	Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1250	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü
	Testis, biyopsi		PA1510	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü
	Yumuşak doku basit eksz. Lipom hariç	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1590	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Beyin / Meninksler, tümör rezeksiyonu	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1620	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Karaciğer, kısmi rezeksiyon	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1680	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Kemik fragmanları, patolojik kırık	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1700	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle		PA1710	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Larinks, parsiyel/ total rezeksiyon	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1720	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Ekstremiteler, disartikülasyon	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1900	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA1980	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Testis, tümör	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2020	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Uterus, neoplastik (+/- Tubalar ve overler)		PA2030	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Prostat, iğne biyopsisi 10 ve üzeri kadran	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2070	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü
	Göz, eksentrasyon	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2080	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Patoloji danışma (Biyopsi)	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2100	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü
	Patoloji danışma (Rezeksiyon materyali)	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2110	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Patoloji danışma (Sitoloji)		PA2120	Sitoloji laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	4 iş günü
	Patoloji danışma (otopsi, fetus)	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2130	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	30 iş günü
	Sıvı bazlı sitoloji	GİEMSA	PA2140	Sitoloji Laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	4 iş günü

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK	TEST	İSTEM	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR*
	Plevral dekortikasyon	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2150	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü
	Sentinel lenf nodülü incelemesi	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2160	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü
	Stereotaktik beyin biyopsisi		PA2170	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	8 iş günü
	Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi	HEMATOKSİLEN-EOZİN	PA2180	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü
	Lobektomi beyin	HEMATOKSİLEN- EOZİN	PA2190	Rutin laboratuvarı	Örnek, oda ısısında bekletilmeden formalin solusyonuna konulmalıdır	10 iş günü

- (*) Belirtilen süreler, örneğin patoloji laboratuvarına kaydedildiği tarihten itibaren, "patoloji sonuç raporu"nun klinik doktoruna gönderilişi arasında geçen süredir.
- (**) Formalin solusyonunun miktarı, doku hacminin yaklaşık 10 katı olmalıdır.
- (***) Organ rezeksiyon materyalleri geniş ağızlı plastik kaplara alınmalı ve üzerini tamamen kaplayacak şekilde formalin solusyonu konulmalıdır. Bu tür materyaller, tespit olduktan sonra dokuların çıkarılmasına engel olan, dar ağızlı cam kavanozlara kesinlikle konulmamalıdır.
- (****) Özel boya ve ileri tetkik gerektiren olgularda, sonuç raporunun çıkış süresi, özel boyama isteğinin yapılmasından itibaren ortalama 7 gündür.
- (*****) Frozen tetkik süresini uzatan durumlar: Materyalin/ patoloji hizmet formunun frozen ünitesine geç ulaştırılması; eksik/ okunaksız klinik bilgi nedeniyle HBYS'den/ Cerrahtan bilgi edinme süreci gerekmesi; büyük dokuların makroskopik incelemesi, örnekleme; kesit almada teknik zorluklar/ ikinci kez kesit alma; kitleden tekrar örnekleme yapma; mikroskopik konsültasyon – videomikroskopi/ hastane dışındaki patoloji bölümüne konsültasyon gerekliliği; ard arda, farklı ameliyathane odalarından gelen çok sayıda frozen isteğinin bulunması nedeniyle dokuların sırayla işleme alınması.

5. DR RAŞİT DURUSOY KAN MERKEZİ

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK ŞEKLİ	TEST	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
Kan	Serum/Plazma	HBsAg	Enfeksiyöz Tarama Testleri Laboratuvarı	4 ml Kuru/EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında (Sadece tıbbi yaralanmalarda ve donörlerde çalışılır)	Sonuçlanma Süresi: 3 saat
Kan	Serum/Plazma	Anti-HIV	Enfeksiyöz Tarama Testleri Laboratuvarı	4 ml Kuru/EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında (Sadece tıbbi yaralanmalarda ve donörlerde çalışılır)	Sonuçlanma Süresi: 3 saat
Kan	Serum/Plazma	Anti-HCV	Enfeksiyöz Tarama Testleri Laboratuvarı	4 ml Kuru/EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında (Sadece tıbbi yaralanmalarda ve donörlerde çalışılır)	Sonuçlanma Süresi: 3 saat

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK ŞEKLİ	TEST	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
Kan	Serum/Plazma	RPR	Enfeksiyöz Tarama Testleri Laboratuvarı	4 ml Kuru/EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında (Sadece donörlerde çalışılır)	Sonuçlanma Süresi: 3 saat
Kan	Tam Kan	Kan Grubu ABO/Rh Gruplama Forward+Reverse	İmmünohematoloji Laboratuvarı	4 ml EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma Süresi: 1 saat
Kan	Tam Kan	Minör Kan Grupları ve Subgruplar		4 ml EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma Süresi: 2 saat
Kan	Serum/Plazma	İzohemaglutinin Titrasyonu	İmmünohematoloji Laboratuvarı	4 ml Kuru/EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma Süresi: 4 saat
Kan	Serum/Plazma	Cross-Match	İmmünohematoloji Laboratuvarı	4 ml EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma Süresi: 2 saat
Kan	Serum/Plazma	Acil Cross-match	İmmünohematoloji Laboratuvarı	4 ml EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma süresi: 10 dakika Sadece hayatı tehdit eden acil durumlarda, <u>Acil Transfüzyon</u>

ÖRNEK KATEGORİSİ	ÖRNEK ŞEKLİ	TEST	BÖLÜM	ALINMA YERİ/NAKİL	NOTLAR
					<u>Sorumluluk Formu'nun</u> (FR-ENY-38) imzalanması sonucunda çalışılır.
Kan	Tam Kan	Direkt Coombs	İmmünohematoloji Laboratuvarı	4 ml EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma Süresi: 2 saat
Kan	Serum	İndirekt Coombs	İmmünohematoloji Laboratuvarı	4 ml Kuru Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma Süresi: 4 saat
Kan	Serum	İndirekt Coombs Titreli		4 ml Kuru Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma Süresi: 4 saat
Kan	Serum	Antikor Tanımlama	İmmünohematoloji Laboratuvarı	4 ml Kuru Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında	Sonuçlanma Süresi: 2 saat
Kan	Tam Kan	Hemogram	İmmünohematoloji Laboratuvarı	4 ml EDTA'lı Tüpte Kan Nakil: Oda sıcaklığında (Sadece donörlerde çalışılır)	Sonuçlanma Süresi: 10 dk